

Denumire / Identificare**Denumire dupa ADR**UN 1356, Gaz comprimat, oxidant, N.S.A,
(Oxygen, Protoxid de azot), 2.2 (5.1)**Identificare butelie**Ogiva: Alb/Albastru
Corp: Alb**Caracteristici principale**

Incolor, inodor, oxidant, gaz comprimat mai greu decat aerul

Pictograma de pericol**PERICOL**

Mai multe informatii gasiti in Fisa cu date de securitate numarul RO-N2O-O2-02

Ventil / Reductor**Racordul la ventilul buteliei**

Butelie pentru gaz medicinal comprimat, din Al si/sau otel, prevazuta cu o supapa de presiune reziduala si/sau supape care au un regulator de presiune incorporat, ambele cu o conexiune de iesire specifica.

Reductor recomandat**Specificatie / Forma de livrare**

SERYNOX			
Compozitia			
O ₂	=	50	Vol.%
N ₂ O	=	50	Vol.%
Impuritati			
H ₂ O	≤	67	ppmv
Recipient / Continut			
F2 P170 bar		0,59	m ³
F5 P170 bar		1,5	m ³
F10 P170 bar		3,0	m ³
F15 P170 bar		4,5	m ³
F20 P170 bar		5,9	381

Nota:

Valabilitate 3 ani.
Se elibereaza cu prescriptie medicala.
Se administreaza numai de catre personal instruit in unitati sanitare autorizate.

Conditii de pastrare

A nu se congela.
Amestecul este instabil la temperaturi sub -5°C; racirea suplimentara poate duce la lichefierea unei parti din protoxidul de azot.
Nu expuneti niciodata buteliile la temperaturi sub 0°C.
Pastrati buteliile pentru gaz dupa cum urmeaza:
Pastrati buteliile pline timp de cel putin 48 ore in POZITIE ORIZONTALA, la o temperatura peste +10°C, intr-o zona tampon din farmacie si/sau sectia de administrare.
In restul situatiilor, buteliile trebuie pastrate bine asigurate, in POZITIE VERTICALA (buteliile pline in spatiu de pastrare a gazelor, buteliile pline in curs de utilizare, buteliile pline pentru transport in cadrul unitatii medicale si in vehicule, pastrarea buteliei goale).
Tipurile diferite de gaze medicinale trebuie separate unele de altele.
Buteliile pentru gaz pline si cele goale trebuie pastrate separat.

MESSER 
Gases for Life

Messer Romania Gaz SRL
Str. Drumul intre Tarlale nr. 102-112
RO-032982 Bucuresti S3
Tel. +40213273624
Fax. +40213273626
www.messer.ro