



Concentratoarele de oxigen pot fi achiziționate de la firma noastră prin vânzare sau închiriere.

Actele necesare închirierii sunt:

- Buletin sau carte de identitate pacient
- Buletin sau carte de identitate delegat
- Recomandare medicală
- Decizia C.A.S.M.B. (în cazul decontării)

Pentru informații suplimentare privind cumpărarea sau închirierea produselor noastre, vă stăm la dispoziție la adresa:

**Messer Romania Gaz SRL**

Calea Călărașilor nr. 177

Bl. 45, Et. 3, Ap. 7-9,

030616 Bucuresti S3,

Tel. +40 21 327 36 24

Fax +40 21 327 36 26

[www.messer.ro](http://www.messer.ro)

[sales@meser.ro](mailto:sales@meser.ro)



Part of the Messer World



CONCENTRATOARE DE OXIGEN

**Noi dăm calitate vieții**



## NEW LIFE ELITE

Recomandate pacienților cu afecțiuni respiratorii pentru efectuarea terapiei cu oxigen la domiciliu dar și în unitățile spitalicești, concentratoarele de oxigen **New Life Elite** conving prin fiabilitate și simplitate în utilizare.


### Caracteristici

- sursă sigură de oxigen (presiune mica comparativ cu tuburile de oxigen)
- consum mic de energie
- debit reglabil de până la 5l/m
- funcție exclusivă – blocare debit
- concentrația de oxigen: 90-93%
- ușor de utilizat și întreținut
- ușor de manipulat datorită bazei pe role



### Alarme:

- în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică;
- în cazul unei defecțiuni la circuitul de distribuție;
- în cazul scăderii concentrației de oxigen sub nivelul predefinit.



**NewLifeElite** este un concentrator de oxigen proiectat pentru a satisface prescripțiile terapeutice, acasă sau în spital. Furnizează un debit continuu de aer îmbogățit cu oxigen, prin separarea oxigenului și azotului existente în atmosfera ambiantă. Poate fi utilizat pentru administrarea oxigenului prin intermediul unor canule nazale sau al altui dispozitiv de tip sondă sau mască.

**NewLifeElite** este ușor de utilizat și ergonomic. Maneta unică de ajustare a debitului permite:

- ca echipamentul să poată fi ajustat cu ușurință la valoarea prescrisă de medic;
- tehnicienilor sau personalului medical să limiteze debitele la un anumit interval de valori, cu ajutorul unui dispozitiv intern de blocare.



### Opțiuni pediatriche:

Debitmetrul cu funcție pediatrică este indicat a se folosi în aplicații ce necesită un debit scăzut de oxigen de până la 2l/m.

